

Surgilube®

Lubricante quirúrgico estéril

es

Instrucciones de uso

REF

281020502	56.7 g (2 oz.), tubo de metal con tapa de rosca
281020512	56.7 g (2 oz.), tubo con tapa abatible
281020536	120.49 g (4,25 oz.), tubo de metal con tapa de rosca
281020537	120.49 g (4,25 oz.), tubo con tapa abatible
281020543	3 g, envase foilpac®
281020545	5 g, envase foilpac®
281020555	5 g, tubo de metal con punta desprendible
281020557-288	31 g (1.1 oz.), envase foilpac®

DESCRIPCIÓN

El lubricante quirúrgico estéril Surgilube® se puede utilizar en situaciones en las que se indique el uso de un gel lubricante estéril, hidrosoluble que no deje manchas. Surgilube no afecta los instrumentos quirúrgicos, la goma ni los plásticos.

INDICACIONES DE USO

El lubricante quirúrgico estéril Surgilube se utiliza para facilitar la entrada de un dispositivo diagnóstico o terapéutico en un orificio corporal al reducir la fricción entre el dispositivo y el orificio. Puede utilizarse en técnicas de ginecología, urología y cirugía general, como la prueba de Papanicoláu, las exploraciones ginecológicas, la colonoscopia, la introducción de un tubo endotraqueal, la introducción de un enema y la litotricia.

CONTRAINDICACIONES

Sensibilidad a los ingredientes.

ADVERTENCIAS

- La reutilización de productos de un solo uso podría causar contaminación cruzada, riesgo de infección o una reacción adversa en el paciente.
- Consultar los procedimientos médicos o institucionales en cuanto a los requisitos de uso de productos estériles en la técnica que se va a realizar.
- No debe aplicarse en los ojos ni en los oídos.
- Contiene gluconato de clorhexidina. Si se presenta irritación, se debe suspender el uso y consultar al médico. **AVISO:** Todo incidente grave que se presente en relación con este producto debe informarse a HR HealthCare.

PRECAUCIONES

- No usar el producto si está abierto o dañado, o si ha pasado la fecha de caducidad.
- No usar si el sello bajo la tapa está roto o no está presente (n.o de referencia: 281020502, 281020512, 281020536, 281020537).
- El uso de un gel lubricante para una tarea distinta de aquella para la cual se ha previsto podría causar riesgos para el paciente o un desempeño insatisfactorio.

INSTRUCCIONES DETALLADAS

1. **Tubos laminados con tapa abatible (n.o de referencia: 281020512 y 281020537)**
 - a. Desinfecte el extremo del tubo y la tapa antes de abrirlo.
 - b. Retire la tapa, retire el sello de aluminio y vuelva a poner la tapa antes de usar.
 - c. Aplique directamente en el paciente o el instrumento la cantidad necesaria de gel para realizar la técnica con el fin de proporcionar la lubricación adecuada.
2. **Tubos de metal (n.o de referencia: 281020502 y 281020536)**
 - a. Desinfecte el extremo del tubo y la tapa autoperforante antes de abrirlo.
 - b. Perfore el sello de metal con la tapa del tubo.
 - c. Aplique directamente en el paciente o el instrumento la cantidad necesaria de gel para realizar la técnica con el fin de proporcionar la lubricación adecuada.

3. **Tubo de metal para un solo uso (n.o de referencia: 281020555)**
 - a. Desinfecte el extremo del tubo antes de abrirlo.
 - b. Rompa el extremo del tubo aplicando fuerza.
 - c. Aplique directamente en el paciente o el instrumento la cantidad necesaria de gel para realizar la técnica con el fin de proporcionar la lubricación adecuada.
4. **foilpac (n.o de referencia: 281020543, 281020545 y 281020557)**
 - a. Abra el envase foilpac por la muesca de apertura.
 - b. Aplique directamente en el paciente o el instrumento la cantidad necesaria de gel para realizar la técnica con el fin de proporcionar la lubricación adecuada.
 - c. Deseche el envase después de usarlo.

STORAGE CONDITIONS

Conservar a temperatura ambiente (entre 15 °C y 30 °C o entre 59 °F y 86 °F).



HR HealthCare
2600 Eastern Blvd., Suite 201
York, PA 17402 EE. UU.
877-302-1110
hrhealthcare.com



hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, Surgilube y foilpac son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HR HealthCare.
©2015, 2024 HR HealthCare. Todos los derechos reservados.

LBL-0015-ES Rev. 2 (01/2024)