

HR® Gelatina lubrificante

HR® Gelatina lubrificante 2X

it

Istruzioni per l'uso

REF

201	113 g (4 oz.) Flip-Top Tube, Sterile
203	56.7 g (2 oz.) Flip-Top Tube, Sterile
205	36 g (1.25 oz.) OneShot® Packet, Sterile
205ST	36 g (1.25 oz.) OneShot® Packet with SafeWrap® Package, Sterile
206	10 ml Siringa preimpita, Sterile
207	3 g OneShot® Packet, Sterile
208	3 g OneShot® Packets in CarePac® Box, Sterile
209	5 g OneShot® Packet, Sterile
210	56.7 g (2 oz.) 2X, Flip-Top Tube, Sterile
211	36 g (1.25 oz.) 2X, OneShot® Packet, Sterile

DESCRIZIONE

La gelatina lubrificante HR® è idrosolubile, stabile, non unge e si distribuisce uniformemente. È ampiamente usata negli ospedali e negli studi medici. È ideale per lubrificare prodotti di gomma, termometri rettali, ugelli rettali e vaginali per neonati e adulti.

INDICAZIONI PER L'USO

La gelatina lubrificante HR è un gel sterile destinato a facilitare l'ingresso di un dispositivo diagnostico o terapeutico in un orifizio corporeo riducendo l'attrito tra il dispositivo e il corpo; non è inteso per un particolare tipo di anatomia.

CONTROINDICAZIONI

Sensibilità agli ingredienti.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza in etichetta, in quanto la sterilità e le prestazioni non possono essere garantite.
- Il riutilizzo del prodotto gelatina lubrificante HR (RIF. nn. 205, 205ST, 207, 208, 209, 211) può determinare una contaminazione crociata e rischi di infezione o reazione avversa per il paziente.
- Una ridottissima percentuale di uomini e di donne può essere sensibile a uno o più degli ingredienti presenti in questo lubrificante.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Se ha luogo un'irritazione, interrompere l'utilizzo del prodotto e consultare un medico.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione è aperta o danneggiata.
- Non utilizzare se il sigillo sotto il tappo è rotto o assente (RIF. nn. 201, 203, 210).
- L'utilizzo di un gel lubrificante per una mansione diversa da quella per la quale è concepito potrebbe dare come risultato un rischio per il paziente o prestazioni non soddisfacenti.

PRE-UTILIZZO, MANIPOLAZIONE E ISPEZIONE

Il prodotto deve essere accuratamente ispezionato alla ricezione e prima dell'uso per assicurarsi che la confezione non sia danneggiata o difettosa. Nel caso in cui vengano individuati un danneggiamento o una fuoriuscita del prodotto, tale prodotto deve essere eliminato.


ISTRUZIONI PER L'USO

1. **Gelatina lubrificante HR OneShot SafeWrap (RIF n. 205ST)**
 - a) Igienizzare l'esterno dell'involucro SafeWrap prima dell'introduzione in un ambiente sterile.
 - b) Rimuovere l'involucro esterno SafeWrap e collocare la confezione di gelatina lubrificante HR sul vassoio sterile.
 - c) Applicare una quantità di gelatina lubrificante HR direttamente sul paziente o sullo strumento a seconda di quanto necessario.
 - d) Smaltire la confezione dopo l'uso.

2. **Gelatina lubrificante HR OneShot Packet (RIF nn. 205, 207, 208, 209, 211) e Gelatina lubrificante Siringa HR (RIF nn. 206)**
 - a) Applicare una quantità di gelatina lubrificante HR direttamente sul paziente o sullo strumento a seconda di quanto necessario.
 - b) Smaltire la confezione dopo l'uso.
3. **Gelatina lubrificante HR Flip-Top Tube (RIF nn. 201, 203, 210)**
 - a) Igienizzare il tappo e la punta prima dell'apertura. Rimuovere il sigillo antimanomissione.
 - b) Aprire il tappo apri-e-chiudi.
 - c) Applicare una quantità di gelatina lubrificante HR direttamente sul paziente o sullo strumento a seconda di quanto necessario.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO RACCOMANDATE

- Conservare in luogo asciutto e pulito a temperature ambiente (15°-30°C o 59°-86°F).

 HR HealthCare
2600 Eastern Blvd., Suite 201
York, PA 17402 USA
hrhealthcare.com



hrhealthcare.com/symbolsglossary

HR HealthCare, the HR HealthCare logo, HR, OneShot, SafeWrap, e CarePac sono marchi o marchi registrati di HR HealthCare.
©2008, 2025 HR HealthCare. Tutti i diritti riservati.

LBL-0020-IT Rev. 2 (02/2025)